

Srovnání produktů

LIFEPAK®CR2 AED vs. LIFEPAK CR®Plus AED

Funkce automatizovaného externího defibrilátoru (AED)



	LIFEPAK CR2 Cellular/Wi-Fi®AED	LIFEPAK CR2 Wi-Fi AED	LIFEPAK CR2 USB AED	LIFEPAK CR Plus AED
Připojení	Wi-Fi a Wi-Fi/Cellular	Wi-Fi	Žádné	Žádné
Plně automatické	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
Duální jazyk	Ano, dvojjazyčné tlačítko	Ano, dvojjazyčné tlačítko	Ne	Ne
Dětský režim	Tlačítko dětského režimu	Tlačítko dětského režimu	Tlačítko dětského režimu	Pediatrické elektrodové podložky
KPR	- Časný metronom - cprINSIGHT™ - Technologie cprCOACH™ (zpětná vazba, když není detekována žádná KPR) - Pokročilá výzva	- Časný metronom - cprINSIGHT™ - cprCOACH™ (zpětná vazba při nezjištění KPR) - Pokročilá výzva	- Časný metronom - Technologie cprCOACH (zpětná vazba, když není detekována resuscitace) - Pokročilá výzva	Výzvy ke stlačování hrudníku a záchranným vdechům
Výzvy k dýchání	Ano, konfigurovatelné uživatelem	Ano, konfigurovatelné uživatelem	Ano, konfigurovatelné uživatelem	Ano, konfigurovatelné uživatelem
Automatické sledování polohy AED	Přes mobilní síť	Ne	Ne	Ne
E-mailové oznámení o používaném zařízení	Přes síť Wi-Fi	Přes síť Wi-Fi	Ne	Ne
Přenos dat o události přichozím záchranářům	Přes síť Wi-Fi	Přes síť Wi-Fi	Ne	Ne
Hodnocení IP	55	55	55	X4
Stupňující se energie	Čtyři úrovně energie, nastavitelné uživatelem: - Dospělí: 150J až 360J - Děti: Děti: 35J až 90J	Čtyři úrovně energie, uživatelsky nastavitelné: - Dospělí: 150J až 360J - Děti: Děti: 35J až 90J	Ne	Uživatelsky nastavitelné: - Dospělí: 150J až 360J - Děti: 50J až 86J s dětskými elektrodovými podložkami
Technologie zpracování ClearVoice™	Ano	Ano	Ano	Ano
Adaptivní hlasitost výzvy	Ano	Ano	Ano	Ne
ADAPTIV™ Dvoufázový tvar vlny	Ano	Ano	Ano	Ano

Pokračování funkcí AED

	AED LIFEPAK CR2 Cellular/Wi-Fi	LIFEPAK CR2 Wi-Fi AED	LIFEPAK CR2 USB AED	LIFEPAK CR Plus AED
Šoky	166 200 joulových výbojů (s jednou minutou KPR mezi výboji) nebo 103 360 joulových výbojů (s jednou minutou KPR mezi výboji) nebo 800 minut provozní doby.	166 200 joulových výbojů (s jednou minutou KPR mezi výboji) nebo 103 360 joulových výbojů (s jednou minutou KPR mezi výboji) nebo 800 minut provozní doby	166 200 joulových výbojů (s minutou resuscitace mezi výboji) nebo 103 360 joulových výbojů (s minutou resuscitace mezi výboji) nebo 800 minut provozní doby.	Třicet (30) plných výbojů nebo 210 minut "provozu" s plně nabitým přístrojem.
Ukládání dat	Minimálně 60 minut EKG uložených pro dvě pacientské epizody	Minimálně 60 minut EKG uložených pro dvě pacientské epizody	Minimálně 60 minut EKG uložených pro dva pacienty	Minimálně 20 minut EKG uložených pro aktuálního pacienta, souhrnná data uložená pro předchozího pacienta.
Elektrody	Předpřipojené elektrody QUIK-STEP™ pro dospělé a dětské pacienty, kompatibilní s přístroji LIFEPAK EMS.	Předpřipojené elektrody QUIK-STEP™ pro dospělé a dětské pacienty, kompatibilní s přístroji LIFEPAK EMS	Předpřipojené elektrody QUIK-STEP pro dospělé a dětské pacienty, kompatibilní s přístroji LIFEPAK EMS	- Předpřipojené elektrody QUIK-PAK™ kompatibilní s přístroji LIFEPAK EMS - Defibrilační elektrody se sníženou energií pro kojence/děti
Životnost elektrod	4 roky	4 roky	4 roky	2 roky
Životnost baterie	4 roky	4 roky	4 roky	2 roky
Rozměry	Hloubka: 9,7 cm (3,8 palce) Šířka: 22,6 cm (8,9 palce) Výška: 27,4 cm (10,8 palce)	Hloubka: 9,7 cm (3,8 palce) Šířka: 22,6 cm (8,9 palce) Výška: 27,4 cm (10,8 palce)	Hloubka: 9,7 cm (3,8 palce) Šířka: 22,6 cm (8,9 palce) Výška: 27,4 cm (10,8 palce)	Hloubka: 10,7 cm (4,2 palce) Šířka: 20,3 cm (8,0 palců) Výška: 24,1 cm (9,5 palce)
Hmotnost (s baterií a elektrodami)	2,0 kg (4,5 lb)	2,0 kg (4,5 lb)	2,0 kg (4,5 lb)	2,0 kg (4,5 lb)
Vlastní testy	Denně, týdně, měsíčně	Denně, týdně, měsíčně	Denně, týdně, měsíčně	Denně
Odbavení	Měsíčně	Měsíčně	Žádné	Žádné
Export dat události	Bezdrátově do prohlížeče událostí AED	Bezdrátový prohlížeč událostí do AED	Kabel USB	Bezdrátový (infračervený)
Indikátor připravenosti	LED dioda, zvuková výstraha	LED dioda, zvuková výstraha	LED dioda, zvukové upozornění	Informační displej s textovými a stavovými ikonami
Doba do výboje po KPR	- Při 360J po KPR se zapnutým systémem cprINSIGHT): < 7 sekund - Plně automatický: < 13 sekund	- Při 360J po KPR se zapnutým systémem cprINSIGHT): < 7 sekund - Plně automatický: <13 sekund	Při 360J poloautomatický: 1,5 min: < 17 sekund	Při 360J poloautomatický: 1,5 min: < 25 sekund
Součástí balení	- AED - Baterie - Elektrody QUIK-STEP - Pouzdro na přenášení nebo rukojeť - Kabel USB - Návod k obsluze - Příručka pro začátek - Průvodce nastavením bezdrátového připojení - Základní účet LIFELINKcentral™ AED Program Manager	- AED - Baterie - Elektrody QUIK-STEP - Přenosné pouzdro nebo rukojeť - USB kabel - Návod k obsluze - Příručka pro začátečníky - Průvodce nastavením bezdrátového připojení - Základní účet LIFELINKcentral™ AED Program Manager	- AED - Baterie - Elektrody QUIK-STEP - Rukojeť - USB kabel - Návod k obsluze	- AED - Nabíječka baterií CHARGE-PAK - Elektrody QUIK-PAK - 2 sady - Přenosné pouzdro - USB kabel - Sada Ambu®Res-Cue Mask® - Návod k obsluze
Záruka	8 let	8 let	8 let	8 let
Předplatné programu LIFELINKcentral AED Program Manager	Základní účet	Základní účet	Žádný	Žádný

Pokud jste defibrilátor LIFEPAK CR2 zakoupili u autorizovaného distributora nebo prodejce společnosti Stryker, bude mít tento distributor nebo prodejce přístup k vašemu účtu správce programu LIFELINKcentral AED a může dostávat oznámení, která defibrilátor LIFEPAK CR2 vyvolá. Upozorňujeme, že toto nastavení upozorňování distributora nebo prodejce lze kdykoli vypnout: pokud si přejete toto nastavení vypnout, zašlete žádost na zákaznickou podporu společnosti Stryker, abyste mohli sami spravovat své stránky bez upozornění pro distributora nebo prodejce.

Další informace získáte u svého zástupce společnosti Stryker nebo na našich webových stránkách strykeremergencycare.com.

Veřejný přístup k pohotovostní péči

Uživatelé AED by měli být vyškoleni v resuscitaci a v používání AED.

Přestože se nepodaří zachránit každého, studie ukazují, že včasná defibrilace může výrazně zlepšit míru přežití. AED jsou určeny pro použití u dospělých i dětí. AED lze použít u dětí s hmotností nižší než 25 kg, některé modely však vyžadují samostatné defibrilační elektrody.

Prezentované informace mají demonstrovat nabídku produktů společnosti Stryker. Před použitím jakéhokoli výrobku společnosti Stryker se musí zdravotnický pracovník vždy seznámit s návodem k použití, kde jsou uvedeny úplné indikace, kontraindikace, varování, upozornění a možné nežádoucí účinky. Výrobky nemusí být dostupné na všech trzích, protože jejich dostupnost závisí na regulačních a/nebo lékařských postupech na jednotlivých trzích. V případě dotazů ohledně dostupnosti výrobků společnosti Stryker ve vaší oblasti se obraťte na svého zástupce.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyobrazené výrobky jsou označeny CE v souladu s platnými předpisy a směrnicemi EU.

Společnost Stryker nebo její přidružené subjekty vlastní, používají nebo požádaly o následující ochranné známky nebo servisní značky: Stryker, ADAPTIV, ClearVoice, CHARGE-PAK, cprCOACH, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, LIFEPAK CR2, LIFEPAK CR Plus, QUIK-PAK, QUIK-STEP. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků nebo držitelů.

Neuvedení názvu výrobku, funkce nebo služby nebo loga v tomto seznamu neznamená, že se společnost Stryker vzdává práv na ochrannou známku nebo jiných práv duševního vlastnictví týkajících se tohoto názvu nebo loga.

01/2020
GDR 3340999_B
Copyright © 2020 Stryker



CE třída IIb (0123)

Physio-Control, Inc. 11811
Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Bezplatná linka 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam Nizozemsko
pro společnost Physio-Control, Inc.
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Distributor: Městská
zdravotní pojišťovna,
a. s:** Stryker UK Ltd
Stryker House
Hambridge Road
Newbury, Berkshire
RG14 5AW
Spojené království